

# WIDEX DRY-GO UV の各部名称と使い方

## ～第2版～

**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING  
2015年8月

### 紫外線 (UV-C) ライト

紫外線 (UV-C) 照射時に青色のライトが点滅します。

(動作開始後と終了前の4分間)



### LED ライト

運転中は LED ライトが点灯します。



トラベルポーチ付き



### 電源ボタン

電源ボタンに軽くタッチすると電源が入ります。4 時間後、自動的に電源が切れます。紫外線照射中に DRY-GO UV の蓋を開けると、自動的に紫外線照射を止める自動安全装置付きです。

また、運転中に電源ボタンを 3 秒以上タッチすると運転を中止します。



### 電源端子

付属の電源ケーブルとつなぎます。

### 空気孔(蓋)

DRY-GO UV 内で発生した熱を空気孔(蓋)から逃がすことで空気の対流を発生させます。